

Спецификация приборов	Dumalyzer N / Protein	Dumalyzer CN	Dumalyzer CHNS-O
Технические данные			
Используемые газы (и входные давления)	He чистота 99.999 % (5.0) - 3 bar Ar чистота 99.999 % (5.0) - 3 bar O ₂ чистота 99.999 % (5.0) - 3 bar Сж.воздух / техн.азот чистота 99.9 % (3.0) - 4 bar – без пыли и следов масел и влаги	He чистота 99.999 % (5.0) - 3 bar O ₂ чистота 99.999 % (5.0) - 3 bar Сж.воздух / техн.азот чистота 99.9 % (3.0) - 4 bar – без пыли и следов масел и влаги	He чистота 99.999 % (5.0) - 2 bar O ₂ чистота 99.999 % (5.0) - 2 bar Сж.воздух / техн.азот чистота 99.9 % (3.0) - 3 bar – без пыли и следов масел и влаги
Пределы регулирования температуры печек: печь сжигания печь восстановления печь десорбции термостат колонок	400 ÷ 1100°C 400 ÷ 1100°C 50 ÷ 350°C -		400 ÷ 1100°C 400 ÷ 1100°C - 30 ÷ 110°C
Рабочая температура:	15 ÷ 35°C		
Рабочее напряжение:	230 V AC ± 10%		
Частота:	50/60 Hz		
Ток потребления:	max 6A	max 5A	
Габариты (Ш x Г x В)	805 x 410 x 525 mm (H+180 mm с автодозатором)		805 x 410 x 525 mm (H+170 mm с автодозатором)
Вес:	65 kg	66 kg	65 kg